

Gotas Oftálmicas

Hialuronato de sódio 0,15% e Dexpanthenol 2%

DESCRIÇÃO

Bepanthen® Gotas Oftálmicas forma uma película estéril, sem conservantes, viscoelástica e límpida que protege a córnea. **Bepanthen® Gotas Oftálmicas** contém Hialuronato de sódio, o sal sódico do ácido hialurónico, que, devido às suas propriedades físicas, forma uma película protetora uniforme, consistente e de longa duração, para a camada epitelial do olho sem comprometer a visão. Adicionalmente, **Bepanthen® Gotas Oftálmicas** contém Pró-vitamina B5 (Dexpanthenol) que com a sua capacidade para reter uma grande quantidade de água, não só hidrata e cuida do olho, como também contribui para que o Hialuronato de sódio mantenha o ambiente húmido ocular.

A combinação do Hialuronato de sódio (estabilizador do filme lacrimal) e do Dexpanthenol (mantém a hidratação e acalma) protege, hidrata e lubrifica a superfície ocular.

Como resultado, **Bepanthen® Gotas Oftálmicas** causa alívio prolongado do desconforto associado a:



- stress mecânico, por exemplo durante a utilização de lentes de contacto rígidas ou moles, ou durante procedimentos de diagnóstico oftálmicos;
- stress ambiental, por exemplo induzido por ar condicionado, vento, ambientes frios ou secos, ou ar poluído, nomeadamente, por fumo de cigarro;
- stress visual resultante do esforço da vista, por exemplo, ao ecrã do computador, ao microscópio ou durante a condução prolongada de veículos.

Bepanthen® Gotas Oftálmicas não contendo conservantes, é bem tolerado, em utilização a longo prazo.

Bepanthen® Gotas Oftálmicas é adequado para utilizadores de lentes de contacto. Não é necessário remover as lentes de contacto para aplicação das gotas oftálmicas.

APLICAÇÃO

Separe uma monodose. Certifique-se que cada monodose está intacta. Para abrir a monodose, torça a tampa achatada (não puxe). Incline a cabeça ligeiramente para trás, olhe para cima, afaste a pálpebra inferior do olho e aplique uma gota no saco conjuntival do olho 3-5 vezes ao dia. Feche os olhos lentamente para permitir uma distribuição uniforme do líquido na superfície ocular. Se o desconforto persistir ou piorar, consulte o seu oftalmologista.



COMPOSIÇÃO

Hialuronato de sódio 0,15%, Dexpantenol 2%, cloreto de sódio, citrato de sódio, ácido cítrico, água para preparações injetáveis.

TAMANHO DA EMBALAGEM

Embalagem comercializada: 20 unidades × 0,5 ml.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Não utilize o produto se a monodose ou a saqueta estiverem danificadas.
- Não toque com a monodose no olho.
- Não utilize se for alérgico a qualquer um dos ingredientes.
- Em casos muito raros, a aplicação de gotas oftálmicas pode causar irritação em olhos muito sensíveis.
- Apenas para uso único; como **Bepanthen® Gotas Oftálmicas** não contém conservantes, qualquer solução que não seja utilizada de imediato após abertura da monodose deve ser rejeitada.
- Se utiliza outras gotas/pomadas oftálmicas, aguarde aproximadamente 15 minutos. **Bepanthen® Gotas Oftálmicas** deve ser sempre utilizado no final.
- Não utilize em caso de infecção ou ferida ocular.
- Durante um breve período de tempo após a aplicação pode ocorrer visão turva temporária; evite conduzir, utilizar máquinas e aguarde até que a visão volte ao normal.
- Não utilize as gotas oftálmicas após o final do prazo de validade indicado em cada monodose, em cada saqueta e na embalagem exterior.

CONSERVAÇÃO

Conservar a uma temperatura entre 2°C e 25°C. Não congelar.

Conservar as monodoses e as saquetas na embalagem exterior para proteger da luz.

LOT código de lote e  Utilizar até: estão gravados em cada uma das monodoses.


STERILE A Esterilizado por técnicas de processamento asséptico.


 Apenas para uso único.

REF Número de catálogo

 Para descrição e modo de aplicação, consultar as instruções de utilização.

 25°C
2°C
Temperatura de conservação.

 Não utilizar se a saqueta ou a monodose estiverem danificadas.

 **Fabricante:**
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln
Alemanha

Distribuição em Portugal:
Bayer Portugal, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide
Portugal

€ 0483

Data da informação: 03/2017

Bayer